



Oferta mikrobiologiczna
dla badań weterynaryjnych



Podłoże	nr kat.	opakowanie	rodzaj / objętość
MLEKO			
CHROMagar Mastitis Izolacja i różnicowanie patogenów wywołujących mastitis.	2034	10 płytek	90 mm
CHROMagar Orientation Izolacja oraz różnicowanie szerokiego spektrum mikroorganizmów.	1410	10 płytek	90 mm
Columbia Agar z 5% krwi baraniej Hodowla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych.	1190	10 płytek	90 mm
Edwards Agar Modified z 5% krwi baraniej Wybiórcza izolacja <i>Streptococcus agalactiae</i> oraz innych <i>Streptococcus spp.</i>	1220	10 płytek	90 mm
CHROMagar Strep B Wybiórcza izolacja i identyfikacja <i>Streptococcus agalactiae</i> .	1007	10 płytek	90 mm
Mannitol Salt Agar (Chapman) Izolacja mikroorganizmów z rodzaju <i>Staphylococcus spp.</i>	1050	10 płytek	90 mm
CHROMagar Staphylococcus aureus Wybiórcza izolacja i identyfikacja <i>Staphylococcus aureus</i> .	1404	10 płytek	90 mm
MacConkey Agar z fioletem krystalicznym Izolacja i różnicowanie G (-) pałeczek jelitowych.	1020	10 płytek	90 mm
CHROMagar ECC Izolacja i ilościowe oznaczanie <i>Escherichia coli</i> i bakterii z grupy coli w żywności, próbkach wody oraz materiałach klinicznych.	1401	10 płytek	90 mm
Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem Wybiórcza izolacja grzybów patogennych przy zahamowanym wzroście bakterii.	1231	10 płytek	90 mm
MOCZ			
CHROMagar Orientation Izolacja oraz różnicowanie szerokiego spektrum mikroorganizmów.	1410	10 płytek	90 mm
Columbia Agar z 5% krwi baraniej Hodowla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych.	1190	10 płytek	90 mm
Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem Wybiórcza izolacja grzybów patogennych przy zahamowanym wzroście bakterii.	1231	10 płytek	90 mm
CHROMagar Candida Izolacja i różnicowanie <i>Candida spp.</i>	1400	10 płytek	90 mm
MacConkey Agar z fioletem krystalicznym Izolacja i różnicowanie G (-) pałeczek jelitowych.	1020	10 płytek	90 mm
Enterococcosel Agar (Bile Esculine Azide Agar) Wybiórcza izolacja i różnicowanie paciorkowców z grupy D.	1070	10 płytek	90 mm
SKÓRA, BŁONY ŚLUZOWE			
CHROMagar Orientation Izolacja oraz różnicowanie szerokiego spektrum mikroorganizmów.	1410	10 płytek	90 mm
Mannitol Salt Agar (Chapman) Izolacja mikroorganizmów z rodzaju <i>Staphylococcus spp.</i>	1050	10 płytek	90 mm
CHROMagar staphylococcus aureus Wybiórcza izolacja i identyfikacja <i>Staphylococcus aureus</i> .	1404	10 płytek	90 mm
CHROMagar Mallasezia Izolacja i szybkie wykrywanie <i>Mallasezia spp.</i>	1407	10 płytek	90 mm
CHROMagar Candida Izolacja i różnicowanie <i>Candida spp.</i>	1400	10 płytek	90 mm

Podłoże	nr kat.	opakowanie	rodzaj / objętość
MYCAGAR (Fungisel Agar / Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem) Izolacja grzybów drożdżopodobnych, pleśni i dermatofitów.	7050	fiolka	10 szt
Cetrymide Agar Wybiórcza izolacja <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	1310	10 płytek	90 mm
Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem Wybiórcza izolacja dermatofitów i innych grzybów patogennych przy zahamowanym wzroście bakterii.	1231	10 płytek	90 mm
KANAŁ SŁUCHOWY WEWNĘTRZNY			
CHROMagar Orientation Izolacja oraz różnicowanie szerokiego spektrum mikroorganizmów.	1410	10 płytek	90 mm
Mannitol Salt Agar (Chapman) Izolacja mikroorganizmów z rodzaju <i>Staphylococcus spp.</i>	1050	10 płytek	90 mm
CHROMagar Staphylococcus aureus Wybiórcza izolacja i identyfikacja <i>Staphylococcus aureus</i> .	1404	10 płytek	90 mm
Columbia CNA Agar z 5% krwi baraniej Wybiórcza izolacja ziarniaków G (+) (z dodatkiem kolistyny i kwasu nalidyksowego).	1191	10 płytek	90 mm
Enterococcosel Agar (Bile Esculine Azide Agar) Wybiórcza izolacja i różnicowanie paciorkowców z grupy D.	1070	10 płytek	90 mm
CHROMagar Malassezia Izolacja oraz różnicowanie <i>Malassezia spp.</i>	1407	10 płytek	90 mm
Cetrymide Agar Wybiórcza izolacja <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	1310	10 płytek	90 mm
CHROMagar Candida Izolacja i różnicowanie <i>Candida spp.</i>	1400	10 płytek	90 mm
Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem Wybiórcza izolacja grzybów patogennych przy zahamowanym wzroście bakterii.	1231	10 płytek	90 mm
POTWIERDZANIE			
Microgen STAPH – test lateksowy Identyfikacja <i>Staphylococcus aureus</i> z hodowli wyjściowej. Wykrywa koagulazę związaną i białko A.	M43 M433	100 testów 500 testów	
Oksydaza - test Test paskowy do szybkiego wykrywania enzymu oksydazy cytochromowej u bakterii np. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	MID 61 g	50 szt.	
Odczynnik do wykrywania katalazy Wykrywanie aktywności katalazy u gronkowców.	3155	butelka	30 ml
OZNACZANIE LEKOOPORNOŚCI			
Roztwór 0,9% NaCl Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń.	6149	50 probówek	5 ml, 9 ml
Mueller Hinton II Agar Badanie wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki i sulfonamidy metodą krążkowo–dyfuzyjną.	1170	10 płytek	90 mm
Mueller Hinton II Agar z 5% krwi baraniej Badanie wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych.	1172	10 płytek	90 mm

Podłoże	nr kat.	opakowanie	rodzaj / objętość
MASTDISCS™ (KRAŻKI ANTYBIOTYKOWE)			
Amoksycylina / kwas klawulanowy 20/10 (Augumentin 30)	10116	5 x 50 szt.	krążki
Amikacin 30	10124	5 x 50 szt.	krążki
Amoksycylina 2	10134	5 x 50 szt.	krążki
Ampicylina 10	10122	5 x 50 szt.	krążki
Bacytracyna 10	10312	5 x 50 szt.	krążki
Cefaleksyna 30	13132	5 x 50 szt.	krążki
Cefuroksym 30	13050	5 x 50 szt.	krążki
Chloramfenikol 30	13016	5 x 50 szt.	krążki
Cotrimoxazole 23.75/1.25	13122	5 x 50 szt.	krążki
Doksycylina 30	11412	5 x 50 szt.	krążki
Enrofloksacyna 5	10510	5 x 50 szt.	krążki
Erytromycyna 15	10515	5 x 50 szt.	krążki
Gentamycyna 10	10712	5 x 50 szt.	krążki
Klindamycyna 2	13022	5 x 50 szt.	krążki
Neomycyna 30	11429	5 x 50 szt.	krążki
Polimyksyna B 300	11632	5 x 50 szt.	krążki
Tetracyklina 30	12010	5 x 50 szt.	krążki
Tetracyklina 10	12029	5 x 50 szt.	krążki
Tobramycyna 10	12020	5 x 50 szt.	krążki
DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY			
eza sterylna jednorazowa 1 µl	OS1-01	20 szt.	
eza sterylna jednorazowa 10 µl	OS10-02	20 szt.	
sterylny patyczek z polistyrenu wykończony bawełną	C010	500 szt.	
sterylna wymazówka z polipropylenu w probówce	155C	100 szt.	
wymazówki z polistyrenu z podłożem transportowym Amies	B091	50 szt.	